



Sada činidel pro stanovení siřičitanů 0,1-5,0 mg/L SO₃

Kat. číslo produktu: HPT430
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Metoda:	Metoda Hach
Parametr:	Siřičitany
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Rozsah měření:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Speciální funkce:	Sulfite Reagent set
Zvláštní poznámky:	pouze pro přístroje DR 4000, DR 2500, DR 2400 a DR 2010, kyveta na vzorky HACH (21228), 25x54 mm, 10 ml, nutné