



Chlorid sodný, standardní roztok, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 100 mL

Kat. číslo produktu: 1440042
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

491 mg/L NaCl, pro sondy konduktivity, vhodný také ke kalibraci, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$)

100 mL

Technické údaje

Koncentrace:	491 mg/L NaCl
Obsah balení:	100 ml
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Popis:	Standardní roztok chloridu sodného, 491 mg/L NaCl (1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$), 100 mL, (NIST)