



Fosforečnany, standardní roztok, 1 mg/L PO₄, 500 mL

Kat. číslo produktu:	256949
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení fosforečnanů (fosforu)

Technické údaje

Koncentrace:	1 mg/L PO ₄
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Fosforečnany
Platforma:	Roztok
Popis:	Fosforečnany standardní roztok, 1 mg/l PO ₄ , 500 ml