



25 µS/cm certifikovaný referenční materiál CRM standardní roztok konduktivity, NaCl, 250 mL

Kat. číslo produktu: S51M013
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Certifikované referenční materiály CRM podle normy EN ISO 17034

Certifikovaný referenční materiál CRM standardní roztok konduktivity podle normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s certifikátem analýzy* reportující přesné hodnoty konduktivity. Garantovaná trvanlivost díky vzduchotěsně uzavřenému obalu. Roztok konduktivity, chlorid sodný (NaCl): 25,0 µS/cm ±5 % (k= 2) při 25 °C, skleněná láhev 250 mL.

*Dostupné ke stažení z webu www.hach.com/CoA.

Akreditovaný výrobce referenčních materiálů

Společnost Hach je akreditována německým akreditačním úřadem DAkkS jakožto registrovaný výrobce referenčních materiálů dle normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Kalibrační laboratoř Hach se sídlem v Berlíně je registrována podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Plně sledovatelné standardy

Použití standardních roztoků vyrobených akreditovaným výrobcem referenčního materiálu Vám poskytuje naprostou jistotu v řetězci návaznosti a vypočtených nejistot.

Garantovaná trvanlivost 1 rok

Každý standard se dodává ve skleněné láhvi zaručující bezpečné uskladnění.

Až do prvního otevření je zaručena certifikovaná hodnota po dobu 1 roku od data vydání certifikátu.

Stáhnout certifikát

Každý standard se dodává s vlastním certifikátem analýzy, který je k dispozici ke stažení na webu společnosti Hach.

Osvědčená sledovatelnost

Každý standard se dodává s vlastním certifikátem o shodě a sledovatelnosti, který je k dispozici ke stažení na webu www.hach.com. Použití standardních roztoků vyrobených akreditovanou laboratoří Vám poskytuje naprostou jistotu v řetězci návaznosti a vypočtených nejistot.

Technické údaje

Koncentrace:	25,0 µS/cm ±5,0 % při 25 °C
Metoda:	Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	250 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok

Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Conductivity calibration solution
Vzorec:	NaCl