



Be Right™



Čisticí roztok na elektrody, RENOVO.X extra silný, 250 mL

Kat. číslo produktu:

S16M002

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Čisticí roztok na elektrody k odstranění obtížně vyčistitelných bílkovinných usazenin. Vhodný pro čištění senzoru pH po použití ve vzorcích znečištěné vody nebo v biologicky aktivních vzorcích.

Technické údaje

Formula:	Chlornan sodný
Obsah balení:	250 mL
Parametr:	Čisticí roztok
Popis:	Silnější čisticí roztok je potřebný například po použití v roztocích s obsahem bílkovin.
Solution Type:	Čištění