



Amoniakální dusík, sada reagensů, salicylanová metoda, 10 mL

Kat. číslo produktu:

2668000

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagenty v zatavených sáčkích pro stanovení amoniakálního dusíku (salicylanová metoda). Pro 10 mL vzorek, 100 kusů.

Technické údaje

Číslo metody:	8155
Metoda:	Salicylan
Parametr:	Amoniak
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 4000, DR 3000, DR 2000, DR 820
Rozsah měření:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Stojan na vzorek:	10 mL