



Be Right™



TNT pro dusičnan, 0,2 - 30 mg/L NO₃-N

Kat. číslo produktu:

2605345

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	10020
Metoda:	Kyselina chromotropová
Obsah balení:	50 /1 balení
Parametr:	Dusičnany
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Rozsah měření:	0,2 - 30,0 mg/L NH ₃ -N
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.