



Dusík, amoniak, TNT, 0,4 - 50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Kat. číslo produktu:

2606945

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube 25-50 testů.

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody: 10031

Metoda: Salicylan

Parametr: Amoniak

Platforma: Test 'N Tube

Počet testů: 25 - 50

Podmínky skladování: 10 - 25 °C

Rozsah měření: 0,4 - 50,0 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Zvláštní poznámky: 16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.