



PhosVer 3, fosforečnany, reagencie, polštářky s práškem, 0,02 - 2,50 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

212599

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení fosforu, reaktivní (vzorek 25 mL; 100 testů).

Technické údaje

Číslo metody:	8048
Metoda:	Kyselina askorbová
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Fosfor
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR2000, DR3000, DR900
Rozsah měření:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄