



Sada pro stanovení chloru (volného a celkového) s diskovým komparátorem, model CN-66 (100 ks/balení)

Kat. číslo produktu:

223101

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Rozsah měření 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/DPD
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Parametr:	Chlor, nízký rozsah – jako volný a celkový Cl ₂ ← celkový Cl ₂ ←
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	50 volný, 50 celkový
Přepravní hmotnost:	1
Přístroj:	CN-66
Rozsah měření:	0-3,4 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0-3,4 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (3):	0-3,4 mg/L Cl ₂
Smallest increment:	0,2
Standardní rozsah měření:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	CN-66 ²