



Kapesní kolorimetr Pocket II Testovací sada kolorimetru určená pro analýzu fosforečnanů

Kat. číslo produktu:

5870006

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení fosforečnanů, metoda molybdenové modři. V přepravním kufříku, společně s reagensy, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metody:	8048
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, backlit
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Kapesní kolorimetr Pocket Colorimeter II, analytický systém, fosforečnany – 0,02 až 3,00 mg/l, se sadou reagensů (100 testů). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Metoda:	Kolorimetr/ Kyselina askorbová
Parametr:	Fosforečnany, ortho
Počet testů:	100
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	0,02 - 3,00 mg/L PO ₄
Smallest increment:	0.01

Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Styl kufříku:	D
Vlnová délka:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket Colorimeter II, analytický systém, fosforečnany – 0,02 až 3,00 mg/l, se sadou reagensií (100 testů). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensií (balení s předváženými dávkami reagensí), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.