



## Tužkový tester Pocket Pro RL , nízký rozsah

**Kat. číslo produktu:** 9531200  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

#### Důvěra ve výsledky

Jednoduché kroky kalibrace eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

#### Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

#### Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro<sup>+</sup> jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

---

### Technické údaje

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Jaký je obsah balení:     | Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod. |
| Jazyky manuálu:           | angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština      |
| Objem vzorku:             | 7 ml                                                            |
| Parametr:                 | LR TDS, teplota                                                 |
| Podsvícení:               | Ne                                                              |
| Požadavky na baterie:     | 4, AAA                                                          |
| Přesnost:                 | 1% rozsahu                                                      |
| Provozní teplotní rozsah: | 0 - 50 °C                                                       |
| Rozlišení:                | 1 ppm                                                           |
| Rozsah:                   | 0 - 1 999 ppm                                                   |
| Stupeň krytí IP krytu:    | IP67                                                            |
| TDS factor:               | Nastavitelné; výchozí hodnota 0,71                              |
| Záruka:                   | 24 měsíců                                                       |

---

### Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.