



Sension pH combination Gel electrode

Kat. číslo produktu: 5193500

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Standard combination pH electrode with a non-refillable gel reference and built-in temperature sensor. Contains fixed cable with 5-pin circular connector.

Technické údaje

Connector (text):	5-pin circular Connector
Délka:	152.5 mm
Délka kabelu:	0.91 m
Materiál:	Sensor Body: Epoxy
Plnicí roztok:	Non-refillable gel
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Glass frit
Teplotní rozsah:	Kontinuální použití: 0 – 45 °C
Typ elektrody:	Laboratory
Typ senzoru:	Glass
Záruka:	6 měsíců