



Intellical PHC201 univerzální laboratorní gelová pH elektroda, 1m kabel

Kat. číslo produktu: PHC20101
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Intellical PHC201 je digitální kombinovaná pH elektroda s vestavěným teplotním čidlem. Elektroda PHC201 má keramický solný můstek bez možnosti doplnění polotekutého gelu. Tato laboratorní pH elektroda je odolná proti nárazu díky epoxidovému plastovému tělu, chránícímu citlivou skleněnou baňku. Elektroda je dostupná s kabelem o délce 3 nebo 1 m. pH elektroda PHC201 je doporučena pro obecné aplikace ve vodném prostředí. Elektroda PHC201 není vhodná pro použití s organickými rozpouštědly, kapalinami o nízké iontové síle, odpadními vodami, kapalinami o vysokém obsahu pevných částic nebo vysoce alkalickými typy vzorků.

Elektroda Intellical PHC201 poskytuje rychlou, stabilní odezvu v aplikacích pro kontrolu kvality vody.
Nízkoúdržbový gelový elektrolyt a keramický solný můstek pro měření pH v řadě různých typů vzorků.

Digitální sondy Intellical poskytují maximální sledovatelnost v historii měření.
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Digitální sondy Intellical upozorní uživatele na nutnost překalibrování.
Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální sondy Intellical lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.
Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikace:	Clean Samples
Délka:	175 mm
Délka kabelu:	1 m
Hmotnost:	0,1 kg
Jaký je obsah balení:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC201 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Method Type:	Laboratorní: referenční prvek bez možnosti doplnění, polotekutý gel
Parametr:	pH
Přesnost:	±0,02 pH
Přesnost teploty:	±0,3 °C
Product Kit:	Model: PHC201
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl (s dvojitým solným můstkem)
Rozlišení:	0,001/0,01/0,1
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Sada?:	Ne

Sensor material:	Epoxid
Sodium (Alkalinity) error:	20 % při pH 14 v 1M NaCl
Solný můstek:	Porézní solný můstek
Speciální funkce:	Obecné aplikace. Vzorky čisté vody.
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Termistor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Standard
Typ senzoru:	pH skleněná
Záruka:	6 měsíců

Jaký je obsah balení

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC201 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.