



Sension+ sonda vodivosti (obecné použití)

Kat. číslo produktu:

LZW5060.97.0002

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Vodivostní cela s Pt elektrodami a polykarbonátovým tělem.

Konstanta cely $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Automatická teplotní kompenzace. 1m kabel. Pro přenosné měřicí přístroje.

Měřicí rozsah $0,2 \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$, $0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Tato elektroda je vhodná pro měření ve vodných roztocích v obecných aplikacích.

Ergonomické a robustní

Technické údaje

Délka:	85 mm
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Tělo sondy: vnější strana: polykarbonát; vnitřní strana: sklo
Parametr:	Vodivost
Přesnost:	0,50 % s EC5 metrem
Rozměry (H x D):	12 mm x 85 mm
Rozsah měření:	$0,2 \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$
Teplotní rozsah:	$0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Termistor:	Pt1000
Typ:	Přenosné
Typ elektrody:	Přenosná
Typ senzoru:	3-pólová platinová, $k = 1,0 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 měsíců