



CDC866T General-purpose conductivity cell, 4-pole, Temp.

Kat. číslo produktu:	E61M015
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

4-pole conductivity electrode with MAB6 plug and epoxy body. Cell constant 1cm^{-1} . Platinised, with temperature sensor. Max. temperature 80°C, min. immersion depth 35mm.

Technické údaje

Conductivity Cell:	CDC866T
Elektroda:	4-pole, platinised
Speciální funkce:	Conductivity electrode with MAB6 plug and epoxy body.
Záruka:	12 měsíců