



## pHC4006-9 kombinovaná pH elektroda,

Kat. číslo produktu:

E16M333

**ZASTARALÁ POLOŽKA**

Tato položka již není dostupná.

Dlouhá elektroda malého průměru pro měření ve skleněných zkumavkách.

### **The right probe for your application.**

To meet your analysis needs, Radiometer Analytical electrodes are available with a variety of lengths, diameters and reference systems. There is a Radiometer electrode for every application.

### **Glass sensors made for long-life and durable use.**

Radiometer Analytical glass pH electrodes are made with highly shock-resistant glass, making them extremely tough. The average lifetime of a correctly maintained Radiometer glass pH electrode is approximately two years.