



Kyvety na vzorky s víčky pro přenosné turbidimetry řady 2100, 10 mL, 6 ks

Kat. číslo produktu: 2434706
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kulaté skleněné

Balení 6 kyvet na vzorky se šroubovacími víčky pro přenosné turbidimetry řady 2100

Technické údaje

Hmotnost:	0.1 kg
Materiál:	Sklo
Objem vzorku:	10 mL
Obsah balení:	6 /pk
Obsahuje:	6 kyvet na vzorky s víčky
Vysvětlivka:	Pro použití s přenosnými turbidimetry Hach řady 2100