



Sada pro stanovení orthofosforečnanů (reaktivního fosforu), model PO-19A

Kat. číslo produktu:

224801

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuální testovací soupravy

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuální testovací soupravy

Dosáhnete rychlých výsledků díky snadno přenosné testovací soupravě.

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/kyselina askorbová
Parameter:	Phosphorus
Parametr:	Orthofosforečnany (reaktivní fosfor) – jako PO_4^{3-}
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	3,7
Přístroj:	PO-19A
Rozsah měření:	0-0,8 mg/L PO_4
Rozsah měření (2):	0-4 mg/L PO_4
Rozsah měření (3):	0-40 mg/L PO_4
Smallest increment:	0,02
Standardní rozsah měření:	0 - 0.8 mg/L PO_4 ; 0 - 4 mg/L PO_4 ; 0 - 40 mg/L PO_4
Styl kufříku:	F
Typ testovací soupravy:	PO-19A
	(včetně filtrace pro zakalené vzorky.)