



Železo, testovací sada, metoda s diskovým komparátorem, 0-4 mg/l Fe, 100 testů

Kat. číslo produktu:

146400

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Nebezpečné



Jednoduchá, nízkonákladová metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější vizuální testovací metoda

Sada obsahuje všechny nezbytné reagenty a zařízení v robustním přepravním kufříku pro analýzu v terénu

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/ 1,10-fenantrolin
Parameter:	Iron
Parametr:	Železo, střední rozsah - jako Fe**
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přístroj:	IR-18
Rozsah měření:	Medium Single Range
Smallest increment:	0,1
Standardní rozsah měření:	0 - 4 mg/L Fe
Styl kufříku:	B
Typ:	S jednou stupnicí
Typ testovací soupravy:	IR-18