



Sada pro stanovení celkového chloru, model CN-66T

Kat. číslo produktu:

223103

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Rozsah měření 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/DPD
Parameter:	Chlorine Total
Parametr:	Chlor, nízký rozsah – jako celkový Cl ₂
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přístroj:	CN-66T
Rozsah měření:	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Smallest increment:	0,2
Standardní rozsah měření:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	CN-66T ²
Vysvětlivka:	*mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm.