



## Sada pro stanovení síranů, model SF-1

**Kat. číslo produktu:**

**225100**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dodání do 2 týdnů**



Sírany, které se hojně nacházejí v přírodních vodách, mohou mít vysoké koncentrace v odpadních důlních vodách. Vysoké koncentrace síranu hořečnatého nebo síranu sodného ve vodě působí jako projímadla. Tato sada zajišťuje ekonomické stanovení koncentrací síranů pomocí extinkční/turbidimetrické metody.

**Ekonomická sada pro stanovení síranů pomocí extinkční/turbidimetrické metody.**

---

### Technické údaje

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Metoda:                 | Extinkce/Turbidimetrie           |
| Parametr:               | Sírany – jako $\text{SO}_4^{2-}$ |
| Počet testů:            | 100                              |
| Převážná hmotnost:      | 1,5                              |
| Rozsah měření:          | 50-200 mg/L                      |
| Smallest increment:     | 50                               |
| Styl kufříku:           | D                                |
| Typ testovací soupravy: | SF-1                             |