



Sada pro stanovení alkality, model AL-TA

Kat. číslo produktu:

2314500

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Alkalita je důležitá pro zpracovatele potravin a nápojů, provozovatele kotlů a vodní biology, protože je způsobena přítomností uhličitánů, hydrogenuhličitánů, hydroxidů a dalších rozpuštěných solí. Tato sada obsahuje 100 stanovení a ke stanovení alkality používá kapkovou titraci kyselinou sírovou.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, ekonomická titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechna potřebná činidla a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Kapková titrace/kyselina sírová
Parametr:	Alkalita – zjevná (fenolftalein) a celková (methyloaranž), jako CaCO_3
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	1
Rozsah měření:	23 - 495 gpg & 385 - 8500 mg/L
Smallest increment:	23 gpg
	385
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	AL-TA
Vysvětlivka:	*mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = $\mu\text{g/L}$; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm.