



Sada pro stanovení alkality, model AL-AP

Kat. číslo produktu:

2444300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Alkalita je důležitá pro zpracovatele potravin a nápojů, provozovatele kotlů a vodní biologie, protože je způsobena přítomností uhličitánů, hydrogenuhličitánů, hydroxidů a dalších rozpuštěných solí. Tato sada obsahuje 100 stanovení a ke stanovení alkality používá kapkovou titraci kyselinou sírovou.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, ekonomická titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechna potřebná činidla a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Kapková titrace/kyselina sírová
Parametr:	Alkalita – zjevná (fenolftalein) a celková (methyloaranž), jako CaCO_3
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	1
Rozsah měření:	0 - 8 gpg & 1 - 20 gpg
Smallest increment:	0,4 gpg
	1 gpg
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	AL-AP
Vysvětlivka:	*mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = $\mu\text{g/L}$; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm. **1 gpg = 17,1 mg/L (MO) = methyloaranž