



Cylinder, graduated, double metric, 1 L

Kat. číslo produktu:	2928305
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Technické údaje

Certifikace:	Class A
Kapacita:	1000 mL
Materiál skříně:	Glass
Metoda měření:	To Deliver
Obsah balení:	1 each
Typ:	S dvojitou stupnicí
Výška:	465 mm