



Be Right™



Hranatá kyveta na vzorky, 1"x1", 25 mL, sklo (2 kusy)

Kat. číslo produktu:	2095000
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Příslušenství pro spektrofotometry/spektrální měření kapalin.

Pro spektrofotometry DR2010 a DR2000. Dodávají se jako sada spárovaných kyvet.

Technické údaje

Délka optické dráhy:	1palcové hranaté, 25 mL
Materiál:	Sklo
Obsah balení:	2