



Be Right™



Sestava průtokové cely pro DR3900 a DR1900

Kat. číslo produktu:

LZV899

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Umožňuje rychlé kolorimetrické měření bez potřeby jednotlivých skleněných kyvet. Průtoková cela se vejde do kyvetového prostoru a analyzované roztoky se nalévají do kyvety pomocí nálevky a hadičky. Po měření roztok z cely protéká hadičkou do odtoku. Průtoková cela poskytuje zlepšenou přesnost měření a pohodlí.