



SIP10 průtokový modul pro DR3900 s 1palcovou kulatou kyvetou

Kat. číslo produktu: LQV157.99.10001

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Modul pro průtočné měření pro spektrofotometr DR3900. 1palcová / 1cm kulatá kyveta s dvojitou délkou dráhy, USB kabelem a sacími hadičkami.

Technické údaje

Délka:	200 mm
Hmotnost:	0,5 kg
Podmínky skladování:	-10 °C - 60 °C
Požadavky na napájení (V):	5 V
Přepracování křivky /výsledku:	Průtočná kyveta s dvojitou délkou dráhy, plastová, 1 palec / 1 cm
Provozní teplotní rozsah:	10 - 40 °C při 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Průtoková rychlost:	1 mL/s
Rinsing volume:	Minimálně 25 mL
Rozhraní:	USB typ A
Rozměry (V x Š x H):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Rozsah vlnové délky :	340 - 900 nm
Výška:	S kyvetou (85 mm bez kyvety)
Záruka:	24 měsíců
Zdroj napájení:	USB kabel