



Hranatá kyveta OS, Kyveta na vzorek, 50mm hranatá skleněná, 1 ks

Kat. číslo produktu: LZP269

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Příslušenství pro spektrofotometry/spektrální měření kapalin ve viditelné oblasti spektra.

Technické údaje

Délka optické dráhy:	50 mm hranatá
Materiál:	Sklo
Obsah balení:	1 ks 7 ml, semimikro
Rozměry (V x Š x H):	45 mm x 12.5 mm x 52.5 mm