



Kapesní kolorimetr POCKET II Testovací sada pro kolorimetr určená pro analýzu chloru a pH

Kat. číslo produktu:

5870012

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení volného a celkového chloru. DPD a metoda s fenolovou červení.

V přepravním kufříku, společně s reagensy, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky kdekoliv

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Absorbance: 0 - 2.5 Abs

Detektor: Silicon detector

Displej: Numerický LCD, ČB, podsvícený

Hmotnost: 0.23 kg

Interní paměť : 10 naměřené hodnoty

Jaký je obsah balení: Kapesní kolorimetr Pocket II, systém pro analýzu DPD chloru a kolorimetrické stanovení pH s fenolovou červení * Rozsahy: 0,1 až 10,0 mg/l jako Cl₂ a 6,0 až 8,5 pH. Sada reagensů (100 testů na volný chlor, 100 testů na celkový chlor, 100 testů na pH) Nahrazuje PN 4670012 – kapesní kolorimetr pro stanovení chloru a pH a PN 4110022 – DR/100 chlor/pH. Není doporučeno pro reportování výsledků analýzy pitné vody kontrolním orgánům. Viz produktové číslo: 5870000, chlor (volný a celkový), kapesní kolorimetr Pocket II, testovací souprava pro nízký rozsah zbytkového chloru, nebo 5870062 pro střední nebo vysoký rozsah. Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.

Kalibrace vlnové délky: n.a.

Kompatibilita kyvet: 1palcová kulatá / 1cm hranatá (s volitelným adaptérem)

Metoda: Kolorimetr/DPD

Fenolová červeň, DPD

Parametr:	pH a vysoký rozsah chloru
Počet testů:	100
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	max. 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	10 - 40 °C
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Přístroj:	Sada obsahuje PC II
Rozměry (V x Š x H):	156 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	6,0 - 8,5 pH
Rozsah vlnové délky :	liší se u jednotlivých modelů
Šířka spektrálního pásu:	15 nm šířka pásma filtru
Smallest increment:	0.1
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Styl kufříku:	R
Uživatelské programy:	Vlastní programování
Uživatelské rozhraní:	n.a.
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Zdroj napájení:	4 x alkalické baterie velikosti AAA
Zdroj světla:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Životnost baterie:	2000 tests přibližně
	* Podsvícení zkracuje životnost baterie.

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket II, systém pro analýzu DPD chloru a kolorimetrické stanovení pH s fenolovou červení * Rozsahy: 0,1 až 10,0 mg/l jako Cl₂ a 6,0 až 8,5 pH. Sada reagensů (100 testů na volný chlor, 100 testů na celkový chlor, 100 testů na pH) Nahrazuje PN 4670012 – kapesní kolorimetr pro stanovení chloru a pH a PN 4110022 – DR/100 chlor/pH. Není doporučeno pro reportování výsledků analýzy pitné vody kontrolním orgánům. Viz produktové číslo: 5870000, chlor (volný a celkový), kapesní kolorimetr Pocket II, testovací souprava pro nízký rozsah zbytkového chloru, nebo 5870062 pro střední nebo vysoký rozsah. Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.