



Kapesní kolorimetr POCKET II Testovací sada určená pro analýzu celkového obsahu chloru

Kat. číslo produktu:

5870024

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný pro stanovení celkového obsahu chloru (DPD), 0,02-2,00 a 0,1-8,0 mg/L Cl₂. V kufříku na přenášení, společně s činidly, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Zřetelné odečty: i v obtížných podmínkách díky osvětlení a velkých číslicích na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Absorbance:	0 - 2.5 Abs
Číslo metody:	8167
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, podsvícený
Hmotnost:	0.23 kg
Interní paměť :	10 naměřených hodnot
Jaký je obsah balení:	Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, celkový chlor – od 0,02 do 2,00 mg/l a od 0,1 do 8,0 mg/l, s dávkovačem reagentie DPD SwifTest (125-250 testů/náplň, v závislosti na rozsahu testu). Schváleno/uznáno organizací USEPA pro odpadní vody. Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagentií (balení s předváženými dávkami reagentií), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Kalibrace vlnové délky:	n.a.
Kompatibilita kyvet:	1 palcové kulaté/ 1cm hranaté (s volitelným adaptérem)
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Metoda:	Kolorimetr / DPD
Parametr:	Chlor, celkový, dávkovač SWIFTEST
Platforma:	Swiftest
Počet testů:	125 - 250

Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	max. 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	10 - 40 °C
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Přístroj:	Sada obsahuje PC II
Provozní režim:	Hach kyvetové testy pro analýzu vody
Rozhraní:	n.a.
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Rozsah vlnové délky :	liší se u jednotlivých modelů
Šířka spektrálního pásu:	15 nm šířka pásma filtru
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Uživatelské programy:	Vlastní programování
Uživatelské rozhraní:	n.a.
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Záruka:	24 měsíců
Zdroj napájení:	4 x alkalické baterie velikosti AAA
Zdroj světla:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Životnost baterie:	2000 tests přibližně
	* Použití podsvícení displeje snižuje životnost baterie.

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, celkový chlor – od 0,02 do 2,00 mg/l a od 0,1 do 8,0 mg/l, s dávkovačem reagentie DPD SwifTest (125-250 testů/náplň, v závislosti na rozsahu testu). Schváleno/uznáno organizací USEPA pro odpadní vody. Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagentií (balení s předváženými dávkami reagentií), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.