



Kapesní kolorimetr Pocket II Testovací sada kolorimetru určená pro analýzu ozonu

Kat. číslo produktu:

5870004

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení ozonu, Indigo Trisulfonátová metoda. V přepravním kufříku, společně s reagensiemi, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metody:	8311
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, backlit
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, ozon – 0,01 až 0,25 mg/l a 0,01 až 0,75 mg/l, se sadou reagensů (50 testů). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Metoda:	Kolorimetr/ Indigo Trisulfonát
Parametr:	Ozon
Počet testů:	25
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	0,01 - 0,25 mg/L O ₃
Rozsah měření (2):	0,01 - 0,75 mg/L O ₃

Smallest increment:	0.01
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Vlnová délka:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, ozon – 0,01 až 0,25 mg/l a 0,01 až 0,75 mg/l, se sadou reagensů (50 testů). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.