



pH elektroda 5300, plastová, gelová, 0-80 °C, 6 bar.

Kat. číslo produktu: LZU5300.97.0002

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

pH elektroda 5300, nízkonákladová, plastové tělo, gel. elektrolyt, pH 0-14, 0-80 °C, až do 6 bar.

Technické údaje

Délka:	120 mm
Elektrolyt:	Gel
Koncovka kabelu:	S8
Materiál:	Elektroda: vnější PC / vnitřní sklo
Membrána:	keramický
Parametr:	pH
Průměr:	12 mm
Reference system:	Ag/AgCl drát
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	Up to 6 bar
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Záruka:	6 měsíců