



Reagencie, polštářky s práškem, FerroVer železo, 10 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

2105728

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích, bal./1 000 ks. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8008
Metoda:	FerroVer
Obsah balení:	1000 /pk
Parametr:	Železo
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	1000
Podmínky skladování:	10 °C až 25 °C
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Ano