



Železo, činidlo FerroVer, ampule Accuvac, 25 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2507025

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampule Accuvac obsahují přesné množství reagentie pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Ke stanovení celkového rozpuštěného železa, stejně jako komplexních sloučenin železa, metodou s 1,10-fenantrolinem.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8008
Metoda:	FerroVer
Parametr:	Železo
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Rozsah měření:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Ano