



MolyVer 3, molybden, polštářky s práškem (3), bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1417869

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení vysokého rozsahu molybdenu (0 - 40,0 mg/L Mo), metoda s kyselinou merkaptooctovou. Pro 25mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Metoda:	Kyselina merkaptooctová
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Parametr
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100