



PAN, roztok indikátoru, 0,1 % (50 mL, SCDB)

Kat. číslo produktu:

2122426

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kolorimetrická reagentie pro stanovení nízkých koncentrací manganu. Kapací láhev.

Technické údaje

Číslo metody:	8149
Metoda:	PAN
Obsah balení:	50 mL
Parametr:	Mangan
Platforma:	Roztok
Rozsah měření:	0,006 - 0,700 mg/L Mn