



Sada činidel pro stanovení manganu, polštářky s práškem, 0,1-20,0 mg/L Mn

Kat. číslo produktu:

2430000

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Prášková činidla v zataveném balení pro stanovení rozpustného manganu, metoda oxidace jodistanem. Pro 10 mL vzorek. 100 testů

Technické údaje

Číslo metody:	8034
Metoda:	Oxidace jodistanem
Objem vzorku:	10 mL
Parametr:	Mangan
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	All except DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Soulad s EPA:	Ano