



Sada činidel pro stanovení mědi, 2-210 µg/L Cu

Kat. číslo produktu:

2603300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení mědi, porfyrinová metoda. Pro 10mL vzorky.

Technické údaje

Číslo metody:

8143

Metoda:

Porfyrin

Parametr:

Měď

Platforma:

Powder Pillows

Počet testů:

100

Přístroj:

DR 6000, DR 3900, DR 2800, DR 2700, DR 890

Rozsah měření:

2 - 210 µg/L Cu