



Reagencie ECR, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 2603849
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení hliníku, metoda ECR (Eriochrome Cyanine R). Pro 20mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Metoda:	Eriochrome Cyanine R
Obsah balení:	100 ks/1 balení
Parametr:	Hliník
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100

Požadované příslušenství

- ECR, roztok maskovací reagencie (25 mL, SCDB) (Item 2380123)
- Urotropin, pufr, reagencie, 100 polštářků s práškem (Item 2603999)