



## Citrátový pufr, polštářky s práškem

**Kat. číslo produktu:**

**2107669**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dostupné**



Prášková reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení manganu, metoda s jodistanem za studena. Pro 10 mL vzorek.

Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem. Schváleno organizací EPA pro účely reportování analýz odpadních vod (je nutný rozklad). Metoda Hach 8034. Velikost vzorku: 10 mL balení po 100 polštářcích s práškem.

---

### Technické údaje

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Metoda:       | Oxidace jodistanem |
| Obsah balení: | 100 /pk            |
| Platforma:    | Powder Pillows     |
| Počet testů:  | 100                |