



Alkalický kyanid, roztok reagencie (500 mL)

Kat. číslo produktu:

2122349

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení nízkých koncentrací manganu.

Pro stanovení nízkých koncentrací manganu metodou PAN. Metoda Hach 8149. Rozsah: 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Láhev 500 mL.

Technické údaje

Metoda:	PAN
Obsah balení:	500 mL
Platforma:	Roztok