



## Urotropin, pufr, reagencie, 100 polštářků s práškem

**Kat. číslo produktu:**

**2603999**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dostupné**



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení hliníku metodou ECR. Pro 20mL vzorky.

### Technické údaje

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Číslo metody:  | 8326                 |
| Metoda:        | Eriochrome Cyanine R |
| Obsah balení:  | 100 balení           |
| Parametr:      | Hliník               |
| Platforma:     | Powder Pillows       |
| Počet testů:   | 100                  |
| Rozsah měření: | 0,002 - 0,250 Al     |