



Chlor (volný a celkový), sada reagensií, 0 - 3,5 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu:

2438800

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagentie v zatavených sáččích pro stanovení volného a celkového chloru, metoda DPD; 100 testů každá položka. Pro 5 mL vzorek.

Pro stanovení volného a celkového chloru metodou DPD, s použitím souprav pro vizuální testy. Sada obsahuje: DPD, volný chlor, polštářky s práškem, bal./100 ks, a DPD, celkový chlor, polštářky s práškem, bal./100 ks. Rozsah: 0 - 3,5 mg/L jako Cl₂. Velikost vzorku: 5 mL.

Technické údaje

Metoda:	DPD
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0 - 3.5 mg/L Cl ₂
Stojan na vzorek:	5 mL