



Be Right™



Freechlor F, roztok reagencie, 50 mL

Kat. číslo produktu:

2964926

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Používá se ke stanovení volného chloru v přítomnosti manganu, chloraminů a jiných interferujících oxidantů. Metoda Hach 10241 Vyžaduje reagentii Monochlor F, PN 2802299. Láhev 50 mL. Přibližně 100 stanovení.

Technické údaje

Metoda:

Freechlor F

Platforma:

Roztok