



Chlor celkový, náhradní náplň pro Swiftest

Kat. číslo produktu:

2105660

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Náhradní náplň činidla DPD pro stanovení celkového chloru do dávkovače Swiftest, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Přibližně 250 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8167
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Swiftest
Počet testů:	250
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Ano