



Swiftest, chlor volný, činidlo DPD, dávkořač a náplň s činidlem

Kat. číslo produktu:

2802300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení volného chloru metodou DPD, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Technické údaje

Číslo metody:	8021
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, volný
Platforma:	Swiftest
Počet testů:	Přibližně 250
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂