



Monochlor F práškové reagencie, 100 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2802299

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení volného amoniaku.

Pro stanovení monochloraminu, volného amoniaku a volného chloru indofenolovou metodou. Metody Hach 10171, 10172, 10200 a 10241. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Metoda:	Indofenol
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	Liší se
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 900