



## **BSK, nutrient, polštářky s pufrem, 3 L, bal./50 ks**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Kat. číslo produktu:</b> | <b>1486166</b>  |
| CZK Cena bez DPH:           | Kontaktujte nás |
| Dostupné                    |                 |

Pro přípravu ředící vody BSK5. Každý polštářek obsahuje pufr (dle APHA)  
a nutrienty k přípravě 3 L ředící vody. Balení po 50 polštářcích.

---

### **Technické údaje**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Aplikace:         | Příprava ředící vody |
| Jednotky:         | 50/pk                |
| Nastavení balení: | Polštářky s práškem  |
| Obsah balení:     | 50 ks                |
| Popis:            | Nutrienty a pufr     |
| Vzorec:           | Nutrienty a pufr     |