




**Tenzidy anionaktivní, sada reagensů, baleno pro přepravu letadlem<BR>(Benzen je zabalen ve více lahvích, tak aby byly splněny předpisy pro leteteckou přepravu.)**

Kat. číslo produktu:

2446801

Nebezpečné

**ZASTARALÁ POLOŽKA**

Tato položka již není dostupná.



Na stanovení tenzidů (detergentů) metodou krystalové violeti (metoda Hach 8028). Rozsah: 0,002-0,275 mg/l LAS. Sada reagensů obsahuje: benzen, roztok pufru a práškové reagensie pro stanovení tenzidů, 75 testů. Poznámka: Reagensie jsou zabaleny pro přepravu letadlem.

---

## Technické údaje

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Metoda:        | Krystalová violet'     |
| Počet testů:   | 75                     |
| Rozsah měření: | 0.002 - 0.275 mg/L LAS |